

ANALIZA BIAŁEK



100005862

Laboratorium Analizy

Klient: NIE WSKAZANO
Numer zamówienia: 100005862
Nazwa: EMPEROR MK-677
Ilość próbek: 1 kapsułka

Numer partii: -----
Data przyjęcia: 2024-09-12
Data rozpoczęcia: 2024-10-07
Data zakończenia: 2024-10-10

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
MK-677	Próbka dostarczona przez klienta	Białe kapsułki w plastikowym pojemniku

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
MK-677	EMPEROR MK-677 10MG/CAP	10,72mg/caps	-----

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 2ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 10,72mg/caps. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

R6N2B65A

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac




ANALIZA BIAŁEK



100005862

Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

R6N2B65A

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac